

Ítem 01:

BALANZA DE PRECISION - WT-G series

Marca : High Weight
Modelo : WT150001XEJ
Capacidad : 15kg

Precisión : 0,1g
Plataforma : Ø 250x190mm

Especificaciones:

- ✚ Conversión de unidades: gr, oz, ct, lb, tl, GN, ozn, dwt.
- ✚ Conteo, porcentaje.
- ✚ Calibración lineal.
- ✚ Luz de fondo: Manual y auto.
- ✚ Serial RS232: Impresora, PC.
- ✚ Batería recargable.
- ✚ Adaptador 220VAC/9VDC.
- ✚ Peso de verificación.
- ✚ Modelo: WT TOUCH táctil.
- ✚ Platillo: 130mm.
- ✚ Tiempo de estabilización 2seg.
- ✚ Velocidad de lectura 2seg.
- ✚ Gancho inferior para determinación de densidad.



Especificaciones					
MODELO	WT6002G	WT30002G	WT50002G	WT30001GF	WT60001GF
Capacidad Maxima	600g	3kg	5kg	3kg	6kg
Resolución / sensibilidad (g)	0.01	0.01	0.01	0.1	0.1
Repetibilidad (g)	±0.01	±0.01	±0.01	±0.1	±0.1
Linealidad (g)	±0.02	±0.02	±0.02	±0.2	±0.2
Dimensiones del platillo (cm)	Ø 13	Ø 16	Ø 16	20 x 20	20 x 20
Tiempo de estabilizacion	<= 2 seg				
Características	2 Sensores IR para funciones de Tara, Cero, calibracion				
Rango de tara	100%				
Unidades de Pesaje	g , oz , ct , Lb , tl , gn , ozt , dwt				
Modos de Pesaje	Basico, conteo de piezas , porcentaje				
Calibración / Ajuste	Externa , seleccionable				
Construcción	Carcada de plástico ABS y plato de acero inoxidable				
Tipo de Pantalla	Pantalla LCD de 4.3cm de alto con luz de fondo blanca, 6 digitos de 7 segmentos				
Teclado	On/OFF - Mode - Print - Tare - Cal - Black light - Zero				
Alimentacion Electrica	Adaptador AC/DC 7.5Vdc 1.5A , Bateria interna recargable de 6V2AH				
Accesorios	Incluye Gancho inferior "Under Hook" para determidad densidad				
Interfase	Incluida RS232				
Temperatura	5° a 35°C				

Laboratorio de Calibración-MASA.- PESATEC PERU S.A.C cuenta con laboratorio de masa en condiciones óptimas y ambientales para custodiar y mantener nuestras pesas patrones de referencia que cumplen con todos los requisitos de INACAL. Las pesas patrones de nuestro laboratorio se encuentran **certificados por INACAL**, lo cual nos permite garantizar resultados confiables a nuestros clientes en la calibración de sus equipos. **Nuestro laboratorio está Acreditado según la norma ISO 17025 , registro N° LC-020 por el Instituto Nacional de la Calidad (INACAL)**

Servicio Post-Venta.- PESATEC PERU SAC cuenta con el personal altamente calificado y especializado, contamos con taller y Laboratorio electrónico para dar el servicio de mantenimiento y asistencia técnica a nuestros clientes donde y cuando usted lo solicite, Además contamos con un amplio stock de repuestos que garantizan una reparación rápida, eficiente y oportuna, nuestro servicio integral ofrece:

- ✓ Mantenimiento preventivo y correctivo
- ✓ Asistencia técnica vía telefónica
- ✓ Stock de repuestos
- ✓ Pesas Patrones certificados
- ✓ Equipos en préstamo (para el caso de equipos que sean necesarios llevar a nuestro taller, el equipo en préstamo es reemplazado y calibrado mientras se realice la evaluación y corrección del equipo del cliente)

CONDICIONES DE VENTAS

Formas de Pago:	Pago al contado.
Plazo de Entrega:	(05) días, después de recibir su Orden de Compra ➤ Entrega con previa coordinación en instalaciones de PESATEC PERU SAC ➤ Envío en instalaciones del cliente tiene un costo adicional.
Aceptación:	Enviar Orden de Compra al correo: ventas@pesatec.com a nombre de: ➤ PESATEC PERU S.A.C con RUC: 20552305443

GARANTIA: Amplia Garantía de Funcionamiento **01 AÑO**, Base en Lima a partir de la entrega y puesta en marcha durante 01 año. No cubre daños producidos por instalaciones eléctricas deficientes, rayos ó picos de tensión, inundaciones, golpes, caídas, daños por uso inadecuado o descuido ni cambios de diseño no autorizados, no cubre servicios de mantenimiento preventivo y ajustes, ni daños en sus partes y piezas producto de la falta de los mismos y queda nula u observada cuando los equipos son intervenidos por terceros, no autorizados por PESATEC PERU. El cliente proveerá una línea de alimentación eléctrica estabilizada de 220 VAC ± 2% para protección del equipo.

La garantía del equipo no incluye calibraciones posteriores, este trabajo metrológico debe ser programado periódicamente cada 6 meses o de acuerdo al uso y aplicación que le den a la balanza según directivas de INDECOPI.

Banco de Crédito >> BCP >>		BBVA Banco Continental	
CUENTA CORRIENTE EN SOLES	: 194 - 2078884 - 0 - 26	CUENTA CORRIENTE EN SOLES	: 0011 - 0259 - 0100019190 96
CUENTA CORRIENTE EN DOLARES	: 194 - 2052713 - 1 - 83	CUENTA CORRIENTE EN DOLARES	: 0011 - 0259 - 0100019204 95
C.C.I EN SOLES	: 002 - 19400207888402690	C.C.I EN SOLES	: 011 - 259 - 000100019190 - 96
C.C.I EN DOLARES	: 002 - 19400205271318391	C.C.I EN DOLARES	: 011 - 259 - 000100019204 - 95

Lo invitamos a trabajar con nuestra empresa **PESATEC PERU S.A.C** y a comprobar que está adquiriendo no solo una balanza, sino que además el respaldo de una compañía que se preocupa de contribuir a su éxito en forma permanente, con soluciones personalizadas logrando superar los estándares requeridos por nuestros clientes.